
 <b>RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga</b>	<b>PENGELOLAAN PASIEN SUSPEK COVID -19/ CORONA VIRUS</b>		
	No. Dokumen: 067/002/2020	No. Revisi : -	Hal. : 1/1
<b>PROSEDUR TETAP</b>	Tgl. Terbit :  1 Maret 2020	Ditetapkan : <b>Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga</b>  <b>Dr. NONOT Mulyono, M. Kes.</b> ♀ NRP.19620909 198803 1 011	
<b>Pengertian</b>	:	Pengelolaan pasien dengan Suspek Corona virus / Corona Virus di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga	
<b>Tujuan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar semua petugas kesehatan mengetahui cara penanganan dan pencegahan penularan virus Corona -19 pada pasien ke petugas dan lingkungan sekitarnya.</li> <li>2. Agar semua petugas mengetahui alur penerimaan pasien suspek/penderita COVID -19.</li> <li>3. Mencegah terjadinya infeksi silang dari pasien ke pasien lainnya</li> <li>4. Semua staf yang menangani penyakit tersebut di atas dapat mengetahui proteksi yang harus dilakukan terhadap dirinya selama menangani pasien tersebut.</li> </ol>	
<b>Kebijakan</b>	:	Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor: 800 / 253 / 2018 Tentang Kebijakan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.	
<b>Prosedur</b>	:	<b>Langkah-langkah I ( PASIEN RUJUKAN)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas IGD yang menerima telpon dari fasyankes lain, melaporkan kepada DPJP dan Ka IGD.</li> <li>2. Bila kasus suspek tempatkan pasien diruang isolasi IGD</li> <li>3. Ka IGD melaporkan kepada Ketua Komite PPI dan Direktur RS.</li> <li>4. Petugas IGD melakukan kebersihan tangan .</li> <li>5. Petugas memakai APD lengkap: apront tertutup kedap air ,kaca mata goggle, masker N95,sepatu booth, dan sarung tangan.</li> <li>6. Petugas menurunkan pasien dari ambulance dimasukkan ke dalam ruang transit /isolasi IGD.</li> <li>7. Petugas IGD ( Dokter, perawat,) memeriksa pasien .</li> <li>8. Petugas laboratorium mengambil sample pemeriksaan untuk di kirim ke laboratorium yang ditunjuk .</li> <li>9. Pasien dilakukan foto RO thorax menggunakan alat RO Mobile ke IGD</li> <li>10. Pasien ditransfer ke ruang isolasi dengan menggunakan ambulance, petugas pengantar dan sopir ambulance menggunakan APD lengkap.</li> <li>11. Petugas ruang isolasi sudah memakai APD lengkap serah terima pasien dengan petugas pengantar.</li> </ol>	



RSUD dr. R. Goeteng  
Taroenadibrata  
Purbalingga

**PENERIMAAN PASIEN CORONA VIRUS / SUSPEK MERS  
COVID -19**

No. Dokumen:  
067/002/2020

No. Revisi :  
-

Hal. :  
1/2

**Prosedur**

12. Petugas yang mengantar pasien melepaskan APD disposable dan membuang ke tempat sampah infeksius (kresek kuning) kemudian melakukan kebersihan tangan.
13. Ambulance yang dipakai transportasi pasien suspek Covid – 19 di dekontaminasi.
14. Bila rumah sakit rujukan penuh, pasien langsung dibawa ke ruang isolasi flamboyan untuk dilakukan perawatan.

**Langkah-Langkah II ( PASIEN DATANG SENDIRI )**

1. Petugas triage memakai APD masker , melakukan anamnesa
2. Pasien dimasukkan ke dalam ruang transit /isolasi IGD .
3. Petugas IGD melakukan kebersihan tangan
4. Petugas memakai APD (apron tertutup,masker N95,goggle,sepatu booth,sarung tangan).
5. Petugas IGD ( Dokter, perawat,) memeriksa pasien .
6. Petugas melaporkan ke Ka IGD dan DPJP
7. Ka IGD melaporkan ke Ketua Komite PPI dan Direktur
8. Petugas laboratorium mengambil sample pemeriksaan untuk di kirim ke laboratorium yang ditunjuk .
9. Pasien dilakukan foto RO thorax menggunakan alat RO Mobile ke IGD
10. Pasien ditransfer ke ruang isolasi dengan menggunakan ambulance, petugas pengantar dan sopir ambulance menggunakan APD lengkap.
11. Petugas ruang isolasi sudah memakai APD lengkap serah terima pasien dengan petugas pengantar.Ambulance di dekontaminasi dan petugas menggunakan APD.
12. Langkah selanjutnya sama dengan langkah I point 12 S.D point 14

**Unit Terkait**

IGD  
IRNA  
IRJA  
Instalasi Laboratorium  
Instalasi Radiologi  
Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Ambulance